



EXCLUSIVEMENT POUR LES PROFESSIONNELS



CATALOGUE
2012
WWW.FOURNISSEUR-MEDICAL.COM

QU'EST CE QUE F.M. MEDICAL ?

Ces initiales signifient tout simplement Fournisseur de Matériel Médical.

QUI SOMMES NOUS ?

Créée depuis le 15 juin 2011 à Roubaix, par plusieurs associés très impliqués dans le commerce d'articles médicaux professionnels, notre entreprise rencontre, conseille et répond déjà aux demandes et besoins de nombreuses entreprises de la Santé.

Nos clients étant notre première préoccupation, avant d'envoyer notre catalogue, nous essayons de vous rencontrer après un premier appel pour cibler vos besoins et vous remettre une liste de tarifs les plus avantageux, ciblée sur les produits qui vous intéressent particulièrement, et correspondant au volume d'achat que vous envisagez.

NOTRE OFFRE DE MATÉRIEL MÉDICAL :

Notre offre est principalement composée des produits les plus utiles aux professionnels de la Santé, des produits de marques reconnues pour les instruments sensibles (3M, Anios, Omron, Swann Morton, Terumo, etc...) et d'autres marques sélectionnées par des professionnels de la Santé pour leur bon rapport qualité/prix.

Nos offres sont exclusivement réservées aux entreprises et professionnels de la Santé, ce choix a été fait dans un souci de préserver une qualité de service professionnelle, et aussi de proposer des prix plus attractifs que pour le grand public.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre catalogue.

Pour toute question, devis, commande, ou si vous souhaitez plus de détails sur notre entreprise, n'hésitez pas à nous appeler directement !

Monsieur Andriolo

GÉRANT DE FM MÉDICAL

SOMMAIRE

SOINS

4 - 13

LES BANDES COHÉSIVES - LES BANDES DE CRÊPE - LES BANDES ÉLASTIQUES - LES FILETS TUBULAIRES P. 5 - 6

LES BANDES TRIANGULAIRES - LES COMPRESSES NON-TISSÉ - LES COMPRESSES DE GAZE P. 7 - 8

LES COMPRESSES OCULAIRES - LES PANSEMENTS - LES PANSEMENTS AVANCÉS P. 8 - 9

LES SPARADRAPS - COTON HYDROPHILE - BOULES DE COTON - CARRÉ DE COTON P. 9 - 13

MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC

14 - 20

ABAISSÉ LANGUE - LAMPE STYLO - LES THERMOMÈTRES - LE MARTEAU À RÉFLEXES P. 5 - 6

LES STÉTHOSCOPES - TENSIONNÈTRES MANOPOIRE - AUTO-TENSIONNÈTRE ÉLECTRONIQUE P. 14 - 18

LES BANDELETTES - LES OTOSCOPES P. 9 - 20

PROTECTION

21 - 23

LES DRAPS D'EXAMEN - LES ESSUIE-MAINS ET PAPIER TOILETTE P. 21 - 22

LES VÊTEMENTS - LES GANTS - LES DOIGTIERS P.23

DÉSINFECTION

24 - 27

DÉSINFECTION POUR INSTRUMENTS P. 24 - 27

HYGIÈNE

28

LES PRODUITS D'HYGIÈNE P. 28

INSTRUMENTATION

29 - 33

LES PINCES - CISEAUX - CRAYON OCULAIRE - INSTRUMENTS CHIRURGICAUX - SERINGUES ET AIGUILLES P. 29 - 33

Notre spécialité :

Vos consommables au meilleur prix !

Prix

DES PRIX IMBATTABLES ; Retrouvez ces produits surlignés en vert sur votre liste de prix



➤ **SPARADRAPS**
PAGE 12



➤ **COMPRESSES**
PAGE 7



➤ **COTONS**
PAGE 13



➤ **ALCOOL**
PAGE 27



➤ **ABAISSÉ LANGUE**
PAGE 14



➤ **SPECULUMS AURICULAIRE**
PAGE 20



➤ **BANDELETTES TEST URINAIRE**
PAGE 19



➤ **SPECULUMS VAGINAUX**
PAGE 33

Qualité

QUALITÉ SÛRE ;

Des marques sûres et reconnues pour vos diagnostics

3M

➤ PAGE 15 ET 16

Riester

➤ PAGE 17

OMRON

➤ PAGE 18


Choix

PLUSIEUR CHOIX

4 types de draps d'exams pour tous les usages



➤ **BLANC LISSE (OU GAUFFRÉ) DOUBLE ÉPAISSEUR**
PAGE 21



➤ **BLANC PLASTIFIÉ GRANDE LARGEUR**
PAGE 21



➤ **BLEU PLASTIQUE HARTMANN**
PAGE 21



3M

Existe en plusieurs couleurs

Auto-adhérents

- Conçu pour les patients ne supportant pas les traitements compressifs et ayant un Indice de Pression Systolique élevé
- Pas de glissement, matériaux auto-adhérents brevetés
- Bandage peu épais, léger et laissant passer la transpiration
- Appliquée en extension maximale, garantit l'obtention d'une compression efficace à chaque fois.

- (1) COULEURS : Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Blanc, Clair.
- (2) COULEURS : Rose, Orange, Vert, Fluo, Violet, Blanc, Noir.

COBAN 3M® BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE ELASTIQUE

Référence	Couleur	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
COBAN 1	Chair	2,5 cm x 4,5 m	La bande
COBAN 2		5 cm x 4,5 m	
COBAN 3		7,5 cm x 4,5 m	
COBAN 4		10 cm x 4,5 m	
COBAN 5		15,25 cm x 4,5 m	
COBAN 6	Bleu	2,5 cm x 4,5 m	
COBAN 7		5 cm x 4,5 m	
COBAN 8		7,5 cm x 4,5 m	
COBAN 9		10 cm x 4,5 m	
COBAN 10	Blanc	7,5 cm x 4,5 m	
COBAN A	Standard ⁽¹⁾	7,5 cm x 4,5 m	
COBAN N	Fluo ⁽²⁾	7,5 cm x 4,5 m	



LE CHOIX

FMM Medical

Sans Latex

FMM® BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE ELASTIQUE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
BCE 01	5 cm x 4,5 m	A l'Unité
BCE 02	7,5 cm x 4,5 m	
BCE 03	10 cm x 4,5 m	

- Conception élastique pour protéger ou maintenir un pansement, sans risque de décollement, n'adhèrent qu'à eux-mêmes.
- Repositionnables et n'adhèrent pas à la peau ni aux poils.
- Fines et aérées, laissent respirer la peau et restent longtemps en place.
- Ne craignent pas l'eau.

LES BANDES DE CRÊPE



HARTMANN

Peha - Crêpe

Extensible à 85 %

PEHA-CRÊPE® BANDE ELASTIQUE DE FIXATION

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 07 A	4 cm x 4 m	La boîte de 20 pièces
HART 07 B	6 cm x 4 m	
HART 07 C	8 cm x 4 m	
HART 07 D	10 cm x 4 m	

- Bande de fixation élastique, fibres imprégnées de crêpe et latex.
- Extensibilité d'environ 85%.
- 41% coton, 29% viscose, 30% polyamide.
- Sans risque de pliage ou glissement, ajustement fiable.
- Structure de tissage ouvert légère respirante, autoclavable (vapeur à 134 °C).



LE CHOIX

FMM Medical

FMM® BANDE DE CRÊPE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
BC 01	5 cm x 4,5 m	A l'Unité
BC 02	7,5 cm x 4,5 m	
BC 03	10 cm x 4,5 m	

- Bande crêpe élastique, extensibilité élevée, composée de crêpe de coton, viscose et polyamide.
- Meilleur rapport Qualité/Prix.

LES BANDES ELASTIQUES



- Bandes auto-adhérentes légères pour la fixation de pansements et canules
- Idéal pour les zones corporelles arrondies, les articulations, les mains.
- Adapté aux patients allergiques au latex.

HARTMANN
Peha - Haft®

Existe en
5 largeurs
et
2 longueurs



PEHA-HAFT® BANDE ELASTIQUE COHÉSIVE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 03 A 1	4 cm x 4 m	A l'Unité
HART 03 A 2	6 cm x 4 m	
HART 03 A 3	8 cm x 4 m	
HART 03 A 4	10 cm x 4 m	
HART 03 B 1	4 cm x 20 m	
HART 03 B 2	6 cm x 20 m	
HART 03 B 3	8 cm x 20 m	
HART 03 B 4	10 cm x 20 m	
HART 03 B 5	12 cm x 20 m	



HARTMANN
Omnifix®

Existe en
plusieurs
longueurs



OMNIFIX® BANDE ELASTIQUE ADHESIVE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 02 A	2 cm x 10 m	A l'Unité
HART 02 B	5 cm x 10 m	
HART 02 C	10 cm x 10 m	
HART 02 D	15 cm x 10 m	

- Non-tissé de fixation élastique et hypoallergénique.
- Très doux et souple, perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Pour fixer et recouvrir des pansements; idéal pour les articulations
- Indiqué pour le maintien de tous pansements et fixations de cathéters et drains.



3M

Existe en
plusieurs
largeurs



MEDIPORE® BANDE ELASTIQUE ADHESIVE AVEC SUPPORT PAPIER

Référence	Dim (Long.x Larg.)	Conditionnement
MEDIP 01	10 m x 2,50 cm	48
MEDIP 02	10 m x 5,00 cm	24
MEDIP 03	10 m x 10,00 cm	12
MEDIP 04	10 m x 15,00 cm	12
MEDIP 05	10 m x 20,00 cm	6

- Support multi-extensible sur la largeur, doux et confortable,
- Medipore est particulièrement adapté aux zones mobiles, aux pansements de grande taille et aux pansements post-opératoires.
- Marque : 3M Santé : Médipore
- Matériel Médical : Sparadrap non tissé
- Couleur : blanc



LE CHOIX
Médical

Fibres résistante
Haute qualité

FMM® BANDE DE COTON ELASTIQUE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
BC 04	5 cm x 4,5 m	La Bande
BC 05	7,5 cm x 4,5 m	
BC 06	10 cm x 4,5 m	

- Bande de fibres élastiques fines à élasticité élevée
- Utilisation courante
- Ne stoppe pas la circulation et les mouvements
- Perméable et respirante.

LES FILETS TUBULAIRES



HARTMANN
Stülpa®

Pose facile

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 04 A	T.1 : Bande pour doigt	La Boîte
HART 04 B	T.2 : Main, Bras, Pied et Jambe Enfant	
HART 04 C	T.3 : Pied, Jambe et Tête d'Enfant	
HART 04 D	T.4 : Tête et Torse d'Enfant	
HART 04 E	T.5 : Torse	
HART 04 F	T.6 : Pour Torse Large	
HART 04 G	T.7 : Pour très Large Torse	



- Pansement tubulaire réticulé, à grande proportion de coton.
- Application simple et facile, sans techniques compliquées de bandage.
- Fixation sûre et durable.
- Peut être fendu à n'importe quel endroit sans filer ni s'effiloche.



LE CHOIX
Médical



Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
BTUB 01	(MAIN POIGNET) 1,7 cm x 25 m	Le Rouleau de 25 m
BTUB 02	(COUDE PIED) 2 cm x 25 m	
BTUB 03	(GENOU JAMBE) 2,3 cm x 25 m	
BTUB 04	(TÊTE COU) 2,7 cm x 25 m	
BTUB 05	(CUISSÉ) 3 cm x 25 m	
BTUB 06	(EPAULE) 5,8 cm x 25 m	
BTUB 07	(THORAX ABDOMEN) 7,2 cm x 25 m	

**Elasticité
élevée**

Confortable

**7 Tailles
disponibles**

- Bande de fixation extensible non adhésive, pour les patients allergiques ou sensibles aux matières adhésives.
- Blanc, Léger, Élasticité élevée, Confortable
- Fixation et maintien des pansements et compresses sur les parties du corps difficilement adhérentes.

LES BANDES TRIANGULAIRES



LE CHOIX
Médical



FMM® BANDE TRIANGULAIRE NON-TISSÉ

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
BT 100	96 x 96 x 135 cm	A l'Unité

- Bande triangulaire en non-tissé idéale pour le maintien des membres supérieurs en cas d'accident.



LE CHOIX
Médical

100 % Coton

**Gaze
ou
Non Tissé**

FMM® COMPRESSES NON-TISSÉ - 4 PLIS NON-STÉRILE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
CM 01	5 cm x 5 cm	La boîte de 100 Compresses
CM 02	7,5 cm x 7,5 cm	
CM 03	10 cm x 10 cm	

FMM® COMPRESSES GAZE - 8 PLIS / 17 FILS NON-STÉRILE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
CM 04	5 cm x 5 cm	La boîte de 100 Compresses
CM 05	7,5 cm x 7,5 cm	
CM 06	10 cm x 10 cm	

- Très absorbantes et résistantes à l'état humide.
- Douces, n'adhèrent pas à la plaie et ne peluchent pas

LES COMPRESSES NON-TISSÉ



Ne peluche pas
Ne s'effiloche pas

3M

Le sachet
de 2
compresses



3M® LES COMPRESSES NON-TISSÉ STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
MEFRA 01 A	7,5 cm x 7,5 cm	La Boîte de 10 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 01 B		La Boîte de 25 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 01 C		La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 02 A	10 cm x 10 cm	La Boîte de 10 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 02 B		La Boîte de 25 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 02 C		La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses

- Sachet papier pour déchirement et utilisation rapide avec 2 compresses de Non-tissé stériles.
- une compresse pour le nettoyage de la plaie.
- une compresse pour couvrir la plaie.
- Ne peluchent pas, ne s'effilochent pas, une parfaite tolérance et innocuité.

LES COMPRESSES DE GAZE



Ne peluche pas
Ne s'effiloche pas

Le sachet
de 2
compresses



3M® LES COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
MEFRA 03 A	7,5 cm x 7,5 cm	La Boîte de 10 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 03 B		La Boîte de 25 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 03 C		La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 04 A	10 cm x 10 cm	La Boîte de 10 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 04 B		La Boîte de 25 Sachets de 2 Compresses
MEFRA 04 C		La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses

- Sachet papier pour déchirement et utilisation rapide avec 2 compresses de gaze stériles
- une compresse pour le nettoyage de la plaie
- une compresse pour couvrir la plaie
- Ne peluchent pas, ne s'effilochent pas, une parfaite tolérance et innocuité.



L&R

Le sachet
de deux
compresses

LOHMANN & RAUSCHER® LES COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
CM LR 00 2	5 cm x 5 cm	La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses
CM LR 01 2	7,5 cm x 7,5 cm	La Boîte de 25 Sachets de 2 Compresses
CM LR 02 2	7,5 cm x 7,5 cm	La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses
CM LR 03 2	10 cm x 10 cm	La Boîte de 25 Sachets de 2 Compresses
CM LR 04 2	10 cm x 10 cm	La Boîte de 50 Sachets de 2 Compresses

LES COMPRESSES OCULAIRES



Stérile et Non-Stérile

HARTMANN
Eycopad®



EYCO PAD® LES COMPRESSES OCULAIRES NON - STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 01 A	5,6 cm x 7 cm	La boîte de 50
HART 01 B	7 cm x 8,5 cm	

EYCO PAD® LES COMPRESSES OCULAIRES STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART S 01 A	5,6 cm x 7 cm	La boîte de 25
HART S 01 B	7 cm x 8,5 cm	

- Compresse oculaire en ouate recouverte d'une housse de gaze pur coton.
- Fermée latéralement (petits côtés), pour un maintien de forme amélioré.
- Ne peluche pas et procure un effet de rembourrage de longue durée.


LES PANSEMENTS



PRO-OPHTA® PANSEMENT OPHTALMIQUE TRANSPARENT

Référence	Dim (Taille)	Conditionnement
LR 01	S	A l'Unité
LR 02	L	

- Traitement de blessures à l'oeil et soins post-opératoires.
- Élastique dans le sens de la largeur.
- S'adapte aisément aux contours de l'œil.
- Fenêtre transparente permet la vision et le contrôle de l'oeil sans retirer le pansement.



3M® STÉRI-STRIP SUPPORT MICROPOREUX RENFORCÉ

**Support
microporeux
renforcé**



Référence	Dim (Larg.x Long.)	Couleur	Conditionnement
ST 1540	75 mm x 3 mm	Violet	La pochette de 5 sutures
ST 1541	75 mm x 6 mm	Rouge	La pochette de 3 sutures
ST 1542	38 mm x 6 mm	Vert	La pochette de 6 sutures
ST 1546	100 mm x 6 mm	Orange	La pochette de 10 sutures
ST 1547	100 mm x 12 mm	Bleu	La pochette de 6 sutures
ST 1548	125 mm x 25 mm	Brun	La pochette de 4 sutures
ST 1549	50 mm x 12 mm	Gris	La pochette de 6 sutures



Zetuvit®

**Stérile
et
Non-Stérile**



ZETUVIT® PANSEMENTS ABSORBANTS STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 05 B 1	10 cm x 10 cm	La boîte de 10
HART 05 B 2	13,5 cm x 25 cm	
HART 05 B 3	20 cm x 20 cm	La boîte de 15
HART 05 B 4	10 cm x 10 cm	La boîte de 25
HART 05 B 5	10 cm x 20 cm	

ZETUVIT® PANSEMENTS ABSORBANTS NON-STÉRILES

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
HART 05 A 1	10 cm x 10 cm	La boîte de 30
HART 05 A 2	10 cm x 20 cm	
HART 05 A 3	20 cm x 20 cm	

- Aussi appelé pansement américain.
- Indiqué pour les plaies fortement exsudatives
- Au dos, une couche de cellulose respirante, aquapérante, empêchant le passage des sécrétions.
- Enveloppe soyeuse formée de double-couches non-adhésives
- Une couche de tissu blanchi pour la répartition des sécrétions
- Une couche absorbante en flocons de cellulose doux

LES PANSEMENTS AVANCÉS



3M® TEGADERM + PAD STÉRILE



Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3MT 08	5 cm x 7 cm	La Boîte de 50 Pansements
3MT 09	6 cm x 10 cm	
3MT 10	9 cm x 10 cm	La Boîte de 25 Pansements

- Pansement transparent avec cadre facilitant la pose
- Doux et adaptable aux reliefs anatomiques
- Imperméable et avec compresse absorbante

LES PANSEMENTS AVANCÉS



3M

3M® TEGADERM FILM STÉRILE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3MT 01	4,4 cm x 4,4 cm	La Boîte de 100 Pansements
3MT 02	6 cm x 7 cm	
3MT 03	10 cm x 12 cm	La Boîte de 50 Pansements



- Pansement adhésif transparent stérile, avec cadre qui facilite la pose et permet de l'appliquer de manière aseptique.
- Adaptables aux reliefs anatomiques.



3M

3M® TEGADERM ROLL FILM TRANSPARENT ADHÉSIF NON-STÉRILE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
TEG 160045	10 cm x 2 m	Par rouleau
TEG 16002	5 cm x 10 m	
TEG 16004	10 cm x 10 m	
TEG 16006	15 cm x 10 m	

Non-Stérile


- Semi-perméable en rouleau
- Se découpe à la longueur désirée, imperméable à l'eau et aux bactéries, permet à la peau de respirer, s'adapte au relief anatomique, mobilité sans tension et évite les frottements sur la peau



MÖLNLYCKE HEALTH CARE

MÖLNLYCKE® MEPILEX BORDER LITE STÉRILE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
MEP 01	4 cm x 5 cm	La Boîte de 10 Pansements
MEP 02	5 cm x 12,5 cm	La Boîte de 5 Pansements
MEP 03	7,5 cm x 7,5 cm	
MEP 04	10 cm x 10 cm	
MEP 05	15 cm x 15 cm	



- Très mince et confortable, retrait atraumatique et indolore, auto-adhésif, résiste à l'eau, repositionnable sans perte d'adhérence, sans risques d'irritations.



3M

3M® TEGADERM FOAM HYDROCELLULAIRE ADHÉSIF

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3MT 05	10 cm x 11 cm	La Boîte de 10 Pansements
3MT 06	14,3 cm x 14,3 cm	La Boîte de 10 Pansements
3MT 07	19 cm x 22,2 cm	La Boîte de 5 Pansements



- Sachets individuels stériles.
- Gestion complète des exsudats.
- Adhérence sur peau humide.
- Réduction du risque de macération cutanée.
- Forme anatomique, pose rapide avec une seule main.



3M

3M® TEGADERM HYDROCOLLOID

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Forme	Conditionnement
TEG 90003	13 cm x 15 cm	Ovale	La Boîte de 10 Pansements
TEG 90004	17 cm x 20 cm		



- La transparence du pansement permet le contrôle continu de la plaie.
- Hydrocolloïde transparent recouvert d'un Tegaderm Film, facilite la toilette.
- Hydro-actif, réaction avec les exsudats pour former un gel protégeant la plaie, favorise la cicatrisation humide.

LES PANSEMENTS AVANCÉS



3M® NEXCARE ACTIVE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
NEX 01 A	1,9 cm x 7,6 cm	La Boîte de 100 Pansements
NEX 01 B	Pansements Assortis	La Boîte de 48 Pansements
NEX 01 C		La Boîte de 30 Pansements
NEX 01 D		La Boîte de 20 Pansements

3M® NEXCARE GEL STRIP «LAVANDE»

NEX 07 A	Pour le Talon (Big)	La Boîte de 5 Pansements
NEX 07 B	Pour le Doigt (Small)	La Boîte de 6 Pansements

3M® NEXCARE AQUA

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
NEX 03 A	Pansements Assortis	La Boîte de 14 Pansements
NEX 03 B	Coudes et Genoux	La Boîte de 10 Pansements
NEX 03 C	Tattoo Barbie - Pansements Assortis	La Boîte de 14 Pansements
NEX 03 D	Pro tect Titi - Pansements Assortis	

3M® NEXCARE BANDE SOFT

NEX 05 A	8 cm x 1 m	La Bande
----------	------------	----------

3M® NEXCARE SPRAY PROTECTEUR

PROSPRAY	Pulvérisateur de 28 ml	Par Unité
----------	------------------------	-----------

1 3M® NEXCARE ACTIVE

- Texture mousse antichoc lavable.
- Hypoallergéniques.
- Résistants à l'eau et à la transpiration, sans laisser de résidus.

3 3M® NEXCARE GEL STRIP «LAVANDE»

- Pansement hydrocolloïde pour la prévention et le traitement d'ampoules.
- Soulage la douleur et favorise la cicatrisation.
- Reste parfaitement en place, souple et confortable, étanche à l'eau et aux bactéries.

2 3M® NEXCARE AQUA

- Protection absolue de l'eau et des bactéries.
- Texture fine et transparente en polyuréthane.
- Favorise la cicatrisation et laisse respirer la peau.

4 3M® NEXCARE BANDE SOFT

- Pansement hydrocolloïde pour la prévention et le traitement.
- Ultra léger et flexible
- Très doux : base de Medipore
- Non-tissé perforé Hypo-allergénique et stérile

5 3M® NEXCARE SPRAY PROTECTEUR

- Flacon vaporisateur 28 ml (90 applications)
- Totalement invisible, sans alcool, ne pique pas, protège jusqu'à 72 heures,
- étanche à l'eau et aux bactéries, laisse respirer la peau.

3M

LES SPARADRAPS



3M

Transparent
et élastique



3M® TRANSPORE SANS DÉVIDOIR

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3M 07	1,25 cm x 9,14 m	Le Lot de 24 Rouleaux
3M 08	2,5 cm x 9,14 m	Le Lot de 12 Rouleaux
3M 09	5 cm x 9,14 m	Le Lot de 6 Rouleaux
3M 10	7,5 cm x 9,14 m	Le Lot de 4 Rouleaux

- Hypoallergénique, transparent et élastique.
- Support : film de polyéthylène.
- Facile à découper sans ciseaux dans les deux sens.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Support : film de polyéthylène.
- Adhésif : Polyacrylate hypoallergénique peu traumatique au retrait.

LES SPARADRAPS



- Hypoallergénique, Non tissé.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Peut être annoté.
- Support : Viscose non tissée.
- Adhésif : Polyacrylate à très haute tolérance cutanée.

3M



3M® MICROPORE AVEC DÉVIDOIR

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3M 04	1,25 cm x 5 m	Par 24 Rouleaux
3M 05	2,5 cm x 5 m	Par 12 Rouleaux
3M 06	5 cm x 5 m	Par 6 Rouleaux
3M 11	1,25 cm x 9,14 m	Par Rouleau
3M 12	2,5 cm x 9,14 m	
3M 13	5 cm x 9,14 m	

3M® MICROPORE SANS DÉVIDOIR

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3M 01	1,25 cm x 9,14 m	Par 24 Rouleaux
3M 02	2,5 cm x 9,14 m	Par 12 Rouleaux
3M 03	5 cm x 9,14 m	Par 6 Rouleaux

3M® MICROPORE AVEC DÉVIDOIR HERMÉTIQUE BLANC

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
MICDEV 1530	2,5 cm x 9,14 m	Par Unité

Nouveau



3M

3M® MICROPORE SILICONE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
3M 14S	2,5 cm x 5 metres	Par Unité
3M 15S	5 cm x 5 metres	

- Sparadrap «Nouvelle génération» Adhésivité supérieure, repositionnable sans perte d'efficacité
- Hypoallergénique, confortable, facile à découper.
- Retrait indolore et atraumatique,

3M

3M® DURAPORE SPARADRAP TISSÉ HYPOALLERGÉNIQUE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
DUR 1538 - 0	1,25 cm x 9,14 m	Le Lot de 24 Rouleaux
DUR 1538 - 1	2,5 cm x 9,14 m	Le Lot de 12 Rouleaux
DUR 1538 - 2	5 cm x 9,14 m	Le Lot de 6 Rouleaux
DUR 1538 - 3	7,5 cm x 9,14 m	Le Lot de 4 Rouleaux

- Sparadrap hypoallergénique tissé multi-usages. Fixation sûre des pansements volumineux, immobilisations, sondes naso-gastriques ou cathéters périduraux et appareils soumis à des conditions difficiles.

Tissé

LE CHOIX
Médical

Non Tissé

FMM® SPARADRAP MICROPOREUX SANS DÉVIDOIR

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
SP 01	1,25 cm x 9,14 m	A L'Unité
SP 02	2,5 cm x 9,14 m	
SP 03	5 cm x 9,14 m	

FMM® SPARADRAP MICROPOREUX AVEC DÉVIDOIR

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
SP 04	1,25 cm x 9,14 m	A L'Unité
SP 05	2,5 cm x 9,14 m	
SP 06	5 cm x 9,14 m	

- Économique, Hypoallergénique, Doux, Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

FMM® SPARADRAP PLASTIQUE SANS DÉVIDOIR

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
SP 07	1,25 cm x 10 m	A L'Unité
SP 08	2,5 cm x 10 m	
SP 09	5 cm x 10 m	

- Hypoallergénique
- Facile à découper dans les deux sens
- Laisse passer l'air et la vapeur d'eau
- Transparent et Élastique
- Résiste à l'eau

LE CHOIX
Médical

Plastique

GARROT ET SET DE PANSEMENTS



GARROT A CLIP

Référence	Couleur	Conditionnement
GC BLEU	BLEU	A l'unité
GC ROUGE	ROUGE	
GC NOIR	NOIR	
GC ORANGE	ORANGE	
GC POURPRE	POURPRE	
GC VERT	VERT	

SET DE PANSEMENT

Référence	Composition	Conditionnement
SETPANS01	1 Blister 3 alvéoles 1 Pince anatomique en plastique 4 Boules en Non-Tissé 20cm x 20 cm	A l'unité



LE COTON HYDROPHILE



COTON HYDROPHILE

Référence	Grammage	Conditionnement
COT03	100 gr	Par sachet
COT04	250 gr	
COT05	500 gr	

- Sachet de coton hydrophile non stérile

BOULES DE COTON



BOULES DE COTON

Référence	Grammage	Conditionnement
COTB	0,7 gr la boule	Le sachet de 700 boules

- Sachet de coton hydrophile non stérile en sachet de 700 boules de 0,7gr soit 490gr de coton.

CARRÉ DE COTON



CARRÉ DE COTON

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
CARCOT	7,5 cm x 7,5 cm	Le sachet de 40 pièces

100 % Coton

OUATE DE CELLULOSE



TAMPON OUATE

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Conditionnement
OUATE 01	4 cm x 5 cm	Le sachet de 2 rouleaux 500 pièces

ABAISSÉ LANGUE



100 % Bois

FMM® ABAISSÉ LANGUE

Référence	Taille	Conditionnement
A 03	Adulte	La Boîte de 100
A 04	Enfant	La Boîte de 250

- Abaisse-langue en bois pour les examens et diagnostics médicaux.
- Bois naturel de classe 1 pour usage unique.

LAMPE STYLO



Piles incluses

FMM® LAMPE STYLO

Référence	Conditionnement
L 01	La Lampe Stylo

LES THERMOMÈTRES



Référence		Désignation	Conditionnement
T 01	1	Digital	L'Unité
T 02	2	Infrarouge	
T 03	3	Auriculaire	
T 11	4	Thermoscan Braun	

FMM® THERMOMÈTRE DIGITAL EMBOUT SOUPLE

- Fourchette de mesure : de 32 à 42°.
- Précision à 0,1°C près, détection en 1 minute environ.
- Mise en mémoire de la dernière mesure.
- Résistant aux projections d'eau, pile incluse.

FMM® THERMOMÈTRE INFRAROUGE

- Mesure sans contact et indolore.
- Pointeur de précision laser (désactivable).
- Sélection Celsius ou Fahrenheit.
- Précision à 0,1°C près.
- Mémoire 32 mesures, arrêt automatique.
- Avertisseur sonore en cas de fièvre.
- Ecran rétro-éclairé par LED.
- Pile 9V incluse

THERMOMÈTRE AURICULAIRE

- Rapide et précis, très facile à utiliser et à lire.
- Fourchette de mesure : de 32 à 42°.
- Précision à 0,1°C près, détection immédiate.
- Pile bouton classique AG3 1.5V (incluse).
- Arrêt automatique, un bip retentit dès la mesure effectuée.

BRAUN THERMOSCAN

- Mesure la chaleur infrarouge émise par le tympan et les tissus environnants.
- Prise de température en quelques secondes.
- Embout flexible pour plus de douceur. Ejecteur d'embout.
- Fonction 8 mémoires.



LE MARTEAU À RÉFLEXES



MARTEAU À RÉFLEXES

Référence	Désignation	Conditionnement
MR 01	Marteau à Réflexes	L'Unité

LES STÉTHOSCOPIES



**Double
Pavillon**

**Longueur
71 cm**

LITTMANN CLASSIC II®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 02 A	Noir	125 gr	Le Stéthoscope
ST 02 B	Bordeaux		
ST 02 C	Bleu		



**Longueur
71 cm**

LITTMANN CLASSIC II® PÉDIATRIQUE

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 04 A	Bleu Caraïbe	105 gr	Le Stéthoscope
ST 04 B	Framboise		
ST 04 C	Noir		
ST 04 D	Rouge		

LITTMANN CLASSIC II® NOUVEAU-NÉ

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 05 A	Noir	90 gr	Le Stéthoscope
ST 05 B	Rouge		
ST 05 C	Lilas		

NOUVEAU



LITTMANN LIGHTWEIGHT II S.E.®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 10 A	Noir	118 gr	Le Stéthoscope
ST 10 B	Bordeau		
ST 10 C	Bleu Ciel		



LITTMANN ELECTRONIQUE 3200®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 11 A	Noir	200 gr	Le Stéthoscope
ST 11 B	Bordeau		
ST 11 C	Vert Anglais		
ST 11 D	Bleu marine		
ST 11 E	prune		




LES STÉTHOSCOPIES



Longueur
69 cm

LITTMANN MASTER CLASSIC II®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 09 A	Noir	160 gr	Le Stéthoscope
ST 09 B	Bordeaux		
ST 09 C	Bleu Marine		
ST 09 D	Bleu Caraïbe		
ST 09 E	Black Edition		



Longueur
69 cm

LITTMANN ELECTRONIQUE E3100®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 03 A	Noir	220 gr	Le Stéthoscope
ST 03 B	Bordeaux		
ST 03 C	Vert Anglais		
ST 03 D	Bleu Marine		
ST 03 E	Prune		

- Vous pouvez l'essayer sur rendez-vous avec l'un de nos conseillers au 09 51 51 95 71



Longueur
69 cm

LITTMANN MASTER CARDIOLOGUE®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 06 A	Noir	185 gr	Le Stéthoscope
ST 06 B	Bordeaux		
ST 06 C	Bleu Marine		
ST 06 D	Prune		
ST 06 E	Black Edition		

LITTMANN DUAL-CARDIOLOGUE III®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 07 A	Bordeaux	175 gr	Le Stéthoscope
ST 07 B	Bleu Marine		
ST 07 C	Prune		
ST 07 D	Noir		



Longueur
71 cm

LITTMANN SELECT PAVILLON UNIQUE®

Référence	Coloris	poids	Conditionnement
ST 08 A	Noir	115 gr	Le Stéthoscope
ST 08 B	Bordeaux		
ST 08 C	Bleu Marine		
ST 08 D	Prune		
ST 08 E	Black Edition		



FM MÉDICAL®

Référence	Coloris	Conditionnement
ST 03	Noir	Le Stéthoscope

- Le plus économique, pour les examens médicaux basiques.
- Permet d'écouter les bruits du coeur, les poumons et autres organes du corps humain chez l'adulte et l'enfant.

LES TENSIOMÈTRES MANOPOIRE



1



2



3

RIESTER R1 SHOCK-PROOF®

Référence	Coloris	Poids	Conditionnement
TSR 01	Noir	173 gr	Le Tensiomètre

RIESTER RI-SAN®

TSR 04	Noir	Le Tensiomètre
--------	------	----------------

RIESTER PRECISA® N

Référence	Coloris	Conditionnement
TSR 03	noir	Le Tensiomètre

1 RIESTER R1 SHOCK-PROOF®

Précision maximale, toute la vie. Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur. Les tensiomètres anéroïdes traditionnels sont sensibles aux chocs et risquent, après un choc ou une chute, de faire des mesures imprécises et sont donc inutilisables.

- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme pratique d'une poire avec cuillère intégrée
- La valve de décompression s'ouvre sans résistance et permet une manipulation précise et confortable
- 5 ans de garantie sur le calibrage
- Poire avec cuillère intégrée.
- Graduation 300 mm Hg +/- 3 mm Hg.
- Livré complet avec étui et brassard velcro adulte

2 RIESTER RI-SAN®

Un design ergonomique rigoureux caractérise , le tensiomètre manopaire de haute qualité. Le réglage de la valve de décompression s'effectue confortablement, par simple pression du doigt.

- Tensiomètre manopaire à cadran, à un tube
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair

3 RIESTER PRECISA® N

Le modèle precisa® N est idéal en tant qu'appareil de déplacement, qu'appareil secondaire ou de réserve dans tout cabinet médical et tout établissement hospitalier.

- Poire latex pour le gonflage du bassard
- Socle de valve en métal
- Poignée-cuiller ergonomique en acier inoxydable
- Raccord simple à emboîtement pour la tubulure
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Graduation linéaire inclinée, de 0 à 300 mm Hg (bonne lisibilité)
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg

Riester



FMM® TENSIOMÈTRE MANOPOIRE

Référence	Désignation	Conditionnement
TS 03	Brassard	Le Tensiomètre

- Tensiomètre premier-prix, appareil de remplacement ou de dépannage.

AUTO-TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE



OMRON

OMRON M3® AUTO-TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET

Référence	Désignation	Conditionnement
TS 07	Omron M3	Le Tensiomètre

Tensiomètre automatique avec guide novateur d'enroulement du brassard et identification facile d'une possible hypertension.

- Barre d'indicateur d'hypertension.
- Détection de pulsations cardiaques irrégulières.
- Détection des mouvements du corps.
- Capacité de mémoire de 60 mesures.
- Mode avancé de calcul de la moyenne : valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.



OMRON

OMRON M6® AUTO-TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD

Référence	Désignation	Conditionnement
TS 01	Omron M6	Le Tensiomètre

- Méthode de mesure : Oscillométrique. Garantie 3 ans.
- Validé par le B.H.S. et l'AFSSAPS
- Précision : Tension +/- 3 mmHg, Pouls +/- 5% du résultat
- Fourchette de mesure : SYS / DIA : 0 - 299 mmHg, Pouls : 40 à 180 battements / mn.
- Ecran LCD de très grande taille
- Affichage des valeurs : systole, diastole, pouls, date, heure.
- Détection de pulsations irrégulières
- Système Fuzzy Logic fiable : Gonflage du brassard selon la grosseur du bras.
- Mémoire : 90 mesures
- Alimentation : 4 piles 1,5V type LR03 (incluses)



OMRON

OMRON MIT ELITE +® AUTO-TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRASSARD

Référence	Désignation	Conditionnement
TS 05	Omron Mit Elite Plus	Le Tensiomètre

Omron Mit Elite Plus: l'alliance du design et de la technologie MIT Elite + bénéficie du design et des performances du modèle MIT Elite, auquel il ajoute des fonctions de communication avec un ordinateur, pour l'impression des résultats ou leur communication aux professionnels de la santé.

- Validé pour une utilisation sur femmes enceintes.
- Tensiomètre brassard entièrement automatique.
- Technologie Intellisense™ qui garantit un gonflage adapté personnalisé et automatique du brassard.
- Indicateur d'hypertension.
- Affichage rétro-éclairé.
- Capacité de mémoire de 90 mesures.
- Mode avancé de calcul de la moyenne : valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Connectivité avec un PC pour impression papier ou envoi à un professionnel de santé.



OMRON

OMRON® R4+ AUTO-TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET

Référence	Désignation	Conditionnement
TS 08	Omron R4 Plus	Le Tensiomètre

Tensiomètre au poignet entièrement automatique doté de la technologie Intellisense.

- Mode avancé de calcul de la moyenne : valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Le brassard s'adapte à une circonférence de bras comprise entre 13,5 et 21,5 cm.



LE CHOIX
FM Médical

FM MÉDICAL® TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET

Référence	Désignation	Conditionnement
TS 02	Électronique	Le Tensiomètre

Tensiomètre électronique de poignet, gonflage automatique,

- Précision testée cliniquement et validée par l'AFSSAPS : +/- 3mmHg pression artérielle et +/- 5% pour la pulsation.
- Taille de l'écran LCD : 4,5 x 3 cm.
- Alarme de détection des pulsations irrégulières.
- Mémoire : 90 mesures. 120 mémoires pour 4 groupes : Idéal pour le suivi de plusieurs personnes.
- Alimentation : 2 piles 1.5V AAA.

LES BANDELETTES



Contactez nous
pour la date de
péremption !

BANDELETTES BAYER® TESTS URINAIRES

Référence	Désignation	Conditionnement
MUL 01	Multistix 10 SG	La Boîte de 100 bandelettes
MUL 02	Multistix 8 SG	
MUL 03	Multistix 5	La Boîte de 50 bandelettes
MUL 04	Multistix 8 SG	



BANDELETTES ROCHE® POUR HÉMATOLOGIE «COMPATIBLES REFLOTION +»

Référence	Désignation	Conditionnement
REF 01	Reflotron Amylase	La Boîte de 15 bandelettes
REF 02	Reflotron Amylase - Pancréatique	
REF 03	Bilirubine	La Boîte de 30 bandelettes
REF 04	Cholestérol	
REF 05	HDL- Cholestérol	
REF 06	Créatinine	
REF 07	GGT	
REF 08	GOT	
REF 09	GPT	
REF 10	Glucose	
REF 11	Triglycéride	
REF 12	Hémoglobine	
REF 13	Urée	
REF 14	Acide Unique	
RC 01	Analyseur d'Hématologie Reflotron Plus	À l'Unité



LANCETTES ET KITS D'ANALYSE DE GLYCÉMIE ROCHE® / BAYER®

Référence	Désignation	Conditionnement
DIAB 01	Safe-T-Pro Plus	La Boîte de 200
DIAB 03	Safe-T-Pro Uno	
DIAB 02	Accu-check Nano	A l'Unité
DIAB 06	Accu-check Aviva	
DIAB 04	Ascensia Contour Kit	
DIAB 04 A	Ascensia Microlet and Contour Bandelettes	La Boîte de 50
DIAB 05	One Touch Ultra II Set	A l'Unité



OXYMÈTRE DE POULS ÉLECTRONIQUE (SATUROMÈTRE)

Référence	Désignation	Conditionnement
OX 01	Oxymètre de pouls	A l'Unité

- Affichage couleur OLED, multidirectionnel, rétro éclairé avec graphique
- Mesure, SPO2 : de 35 à 99%
- Mesure de la pulsation de 30 à 255 BPM
- Témoin de chargement de la pile, 2 piles alcalines AA 1,5V
- Consommation : moins de 60 mA.
- Résolution : à 1% pour SPO2 et à 1 BPM
- Précision : +/-2% pour SPO2 entre 69% et 99% et +/- 2 BPM pour la pulsation
- Résistance aux interférences et à la déviation causée par la lumière.
- Arrêt automatique au bout de 4 secondes quand le doigt n'est pas présent.



DOPPLER FOETAL

Référence	Désignation	Conditionnement
DF 01	Doppler Fœtal	A l'Unité

- Idéal pour les examens obstétricaux de routine et pour les femmes enceintes.
- Sonde ultrasound amplificatrice avec fil type téléphone et haut parleur (connexion d'écouteurs ou d'enregistreurs possible)
- Facile et pratique à l'utilisation. Autonomie de plus de 4 heures, arrêt automatique et témoin d'usure de la pile.

LES OTOSCOPIES



**Grossissement
3 fois**

OTOSCOPE MINI 3000 HEINE® FIBRE OPTIQUE

Référence	Désignation	Conditionnement
OT 02	Otoscope Mini 3000	A l'Unité

- Fibres optiques (F.O.), technologie Xénon Halogène, illumination homogène sans reflets.
- Fenêtre avec grossissement de 3 fois, pivotable.
- Raccord de soufflerie en option pour test pneumatique du tympan.
- Deux pièces: poignée utilisable pour d'autres têtes d'instrument mini 3000 à piles et tête.
- Plage de correction : de -20 D à +20 D.
- Résistant aux chocs, robuste, antidérapant. Piles échangeables de type AA.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement en poche.
- 20.000 cycles marche / arrêt garantis.



RIESTER E-SCOPE® FIBRE OPTIQUE LED 3,7V

Référence	Désignation	Conditionnement
OTOSCOPE 02	Otoscope E-scope	A l'Unité



- L'otoscope e-scope® éclairage F.O. LED 3,7 V innovante (5500 K)
- Modèle à prix attrayant en fibre optique avec lampe LED 3,7 V innovante (5500 K)
- Fibre optique pour une concentration et une conduite optimale de la lumière
- Pivote sur les deux côtés, optique de précision hermétique avec un grossissement de trois fois, compatible avec tous spéculums auriculaires, tests pneumatiques possibles (sans connecteur, ni balle) Disponible en blanc également



Gris

RIESTER RI-MINI® OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE.

Référence	Désignation	Conditionnement
OTRIMINI	Otoscope RI-Mini	A l'Unité

- Avec lampe halogène HL 2,5 V, gris,
- Technologie des fibres optiques : concentration et transmission optimales de la lumière, lumière froide, similaire à celle du jour, loupe amovible grossissante 2,5x laissant la possibilité d'introduire d'autres instruments, fermeture à vis, bague de réglage robuste, possibilité d'otoscopie pneumatique, boîtier résistant, monture métallique chromée et résistante à l'usure, remplacement de la lampe aisé (face inférieure de la tête de l'instrument)



Noir avec étui

RIESTER PEN-SCOPE® OTOSCOPE 2,7V

Référence	Désignation	Conditionnement
OTRPEN	Otoscope Pen-scope	A l'Unité

- éclairage direct halogène HL par une lumière similaire à celle du jour.
- Matière renforcée en fibres de verre, têtes interchangeables, fermeture à vis, clip ceinture métallique. Bague de réglage pratique avec filetage robuste, poche en nylon.



2 Tailles

SPECULUMS AURICULAIRES COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

Référence	Désignation	Conditionnement
SPEC 2,5 mm	Speculum 2,5 mm	La Boîte de 250
SPEC 4mm	Speculum 4 mm	



**Diaphragme
d'étoile
avec fixation**

**20 000
cycles**

Ophtalmoscope SÉRIE HEINE® MINI 3000

Référence	Désignation	Conditionnement
OP 01	Ophtalmoscope	A l'Unité

- Haute qualité en format de poche avec diaphragme d'étoile de fixation, technologie Xénon Halogène.
- 5 diaphragmes différents. Toutes les fonctions de base disponibles, y compris l'étoile de fixation.
- Plage de correction : de -20 D à +20 D.
- Résistant aux chocs, robuste, antidérapant. Piles échangeables de type AA
- Clip de fixation avec interrupteur intégré. S'éteint automatiquement en poche.
- 20.000 cycles marche / arrêt garantis.



LES DRAPS D'EXAMEN

PROTECTION



DRAP D'EXAMEN DOUBLE ÉPAISSEUR BLANC

Référence	Dim (Long. x Larg.)	Épaisseur	Nb. Formats	Conditionnement
DRE 01	38 cm x 50 cm	2 x 18 gr/m ²	150 Formats	Le rouleau 52,5 metres

Hygiène parfaite

- Double épaisseur de pure ouate lisse 36gr/m²
- Largeur du rouleau: 50 cm
- Longueur d'un format : 35 cm (150 formats)
- Longueur du rouleau : 52,5 m
- Papier certifié PEFC
- Emballage par 4 rouleaux et carton de 12 rouleaux

Double Épaisseur



LUCART® DRAPS D'EXAMENS GAUFRÉS DOUBLE ÉPAISSEUR PURE OUATE BLANCHE

Référence	Dim (Long. x Larg.)	Épaisseur	Nb. Format	Conditionnement
DRE 02	37 cm x 50 cm	2 x 17 gr/m ²	135 Formats	Le rouleau de 50 metres

avec traitement antibactérien

- Double épaisseur micro gaufré 34gr/m²
- Largeur du rouleau: 50 cm
- Longueur d'un format : 37 cm (135 formats)
- Longueur du rouleau : 50 m
- Emballage individuel et carton de 6 rouleaux
- Papier certifié PEFC



DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS BLANC

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Épaisseur	Nb. Format	Conditionnement
DREPLAST 01	60 cm x 38 cm	2 x 24 gr/m ²	80 Format	Le rouleau

- Double épaisseur, une face 100% cellulose, une face plastifiée, prédécoupées tous les 38 cm,
- Épaisseur totale 48gr/m²
- Longueur du rouleau : 30 m
- Longueur d'un format : 38 cm
- Largeur: 60 cm
- Diamètre: 7 cm



HARTMANN

HARTMANN® DRAPS D'EXAMEN PLASTIFIÉS BLEU

Référence	Dim (Larg.x Long.)	Épaisseur	Format	Conditionnement
DREPLAST 02	50 cm x 38 cm	41 gr/m ²	180 Format	Carton de 6

Pour votre table

- médicale,
- massage,
- kinésithérapie,
- ostéopathie

- Draps d'examen bleu avec couche ouatée de Cellulose (23 g/m²), et couche plastifiée imperméable bleue en polyéthylène (18 g/m²).
- Format standard : rouleau prédécoupé tous les 38 cm, 150 formats, largeur 50 cm
- Longueur du rouleau : 68,4 m
- Longueur d'un format : 38 cm
- Largeur: 50 cm
- Épaisseur totale 41gr/m²

SERVICES F.M. MÉDICAL

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN ÉCHANTILLON DE PAPIER AU PRÉALABLE ?

- Nous vous envoyons gratuitement des feuilles par courrier, ou produits + distributeurs (sous caution) en 48h00.
- Nous pouvons nous déplacer sur RDV pour vous présenter nos produits (dépt. 59/ 62).

VOUS VOULEZ RÉ-ÉQUIPER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL EN DISTRIBUTEURS FIABLES ET PRATIQUES ?

- Nous vous envoyons les produits et distributeurs à tester (sous caution)
- Nous vous offrons les distributeurs à partir de 5 colis achetés ! (Hors promo et offres spéciales) .

APPELEZ-NOUS AU 09 51 51 95 71 (9H00 à 19h00 6j./7)
ou contactez nous par e-mail : contact@fournisseur-medical.com



LES ESSUIE-MAINS ET PAPIER TOILETTE



ESSUIE-MAINS JUMBO® À DÉVIDAGE CENTRAL

Référence	Conditionnement
ESM JUMBO	6 rouleaux de 450 formats
DEV JUMBO	Distributeur à dévidoir Central 340 mm x 260 mm x 260 mm



- Essuie-mains papier blanc lisse recyclé Eco-Label double épaisseur 38gr/m²
- Taille d'un format : 20 cm (hauteur) x 35 cm (longueur)
- Nombre de formats : 450 (soit longueur du rouleau 157,5 m)



ESSUIE-MAINS HYGENIUS HANDS WHITE ou NATURAL (COULEUR HAVANE)

Référence	Conditionnement
ESMHHW	6 rouleaux de 620 formats Blanc 100% Ouate
ESMHHC	6 rouleaux de 620 formats Havane 100% Briques Recyclées
DEVHHW	Dévidoir à découpe automatique «Formats de 25 cm»



- Hygienus Hands White : Pure ouate blanche micro gaufrée double épaisseur 44gr/m², longueur 155m
- Hygienus Hands Natural : papier recyclé à base de briques alimentaires couleur Havane double épaisseur 44gr/m² longueur 155m



ESSUIE-MAINS PLIÉS EN «V»

Référence	Conditionnement
ESM V	20 sachets de 180 feuilles
ESM VDIST	Distributeur (2 sachets) 24,2 cm x 30,5 cm x 17 cm
DISTR ESMV	Grand distributeur (3 sachets) 39 cm x 30 cm x 13,4 cm



- Papier recyclé blanc EcoLabel double épaisseur 44gr/m²
- Carton de 20 sachets
- Taille par feuille: 24,7 cm x 23 cm
- Quantité totale des feuilles: 180 par sachet et 3600 par carton.



PAPIER TOILETTE JUMBO

Référence	Conditionnement
PAPIERT JUMBO	6 rouleaux de 1027 formats (380 mètres)
DEV PT JUMBO	Dévidoir 37,8 cm x 35,8 cm x 14,2 cm



- Papier toilette recyclé blanc lisse EcoLabel 35gr/m² 1027 formats
- Taille d'un format : 9,1 x 37 cm
- Taille Rouleau: 380 m et diamètre 26,5 cm
- 6 rouleaux par colis.

Distributeur pour papier toilette «MAXI Jumbo».

- Peut contenir des rouleaux de diamètre jusqu'à 300 mm.



SACHET DE SIX ROULEAUX DE PAPIER TOILETTE

Référence	Conditionnement
PAPIERT	6 rouleaux de 200 formats



- Papier recyclé EcoLabel blanc, double épaisseur (35gr/m²), 200 formats de 9,8 cm x 11,6 cm
- Longueur du rouleau 23,2 m, diamètre du mandrin 4,5 cm, diamètre du rouleau 9,8cm



LES VÊTEMENTS



PROTECTION

CHARLOTTE

Référence	Désignation	Conditionnement
CHAR 01	Charlotte Médecine	Le sachet de 100

MASQUE DE PROTECTION - NON TISSÉ

Référence	Désignation	Conditionnement
MAS NT	Masque Non-tissé avec ficelles	La boîte de 50
MAS NTE	Masque Non-tissé avec élastique	

MASQUE DE PROTECTION - PAPIER

Référence	Désignation	Conditionnement
MAS P	Masque Papier	La boîte de 100

SUR - CHAUSSURE

Référence	Désignation	Conditionnement
SURCH	Sur-chaussure	Le sachet de 100

CHARLOTTE

- Charlotte à usage unique avec serrage élastique.
- En non-tissé polypropylène.
- Diamètre maxi environ 53 cm.

MASQUE DE PROTECTION - PAPIER

- Masque en papier filtrant avec élastique 14 gr .

MASQUE DE PROTECTION - NON TISSÉ

- Texture non-tissé.
- 3 épaisseurs.
- Avec ficelles de maintien (étiré = 16,3 cm) ou avec élastique.

SUR - CHAUSSURE

- Recouvrent l'ensemble de la chaussure.
- Fixées grâce à un élastique de maintien sur le haut du chausson protecteur. 35gr/m².

LES GANTS



- Matériau de base : Latex naturel
- Poudrage : Amidon de maïs ou d'avoine - Forme : Ambidextre
- Directives communautaires :
 - 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (DM de classe 1)
 - 89/686/CEE relative aux E.P.I. (Pour risques mineurs seulement)
- Contact alimentaire : Cf. Certifié cat SGS N° CP45940 (2) / JP / 02

GANT LATEX PARMADIS®

Référence	Taille	Conditionnement
G 01 A	S 6/7	La Boîte de 100
G 01 B	M 7/8	
G 01 C	L 8/9	
G 01 D	XL 9/10	

GANT LATEX PARMADIS® Non Poudré

Référence	Taille	Conditionnement
G04 XS	XS 5/6	La Boîte de 100
G04 S	S 6/7	
G04 M	M 7/8	
G04 L	L 8/9	
G04 XL	XL 9/10	



- Matériau de base : Polychlorure de vinyle
- Si poudré : Amidon de maïs - Forme : Ambidextre
- Directives communautaires :
 - 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (DM de classe 1)
 - 89/686/CEE relative aux E.P.I. (Pour risques mineurs seulement)
- Contact alimentaire : Cf. Certificat SGS N° CY/2006/C0680A ou ISEGA 27404 U 09

GANT D'EXAMEN VYNILE PARMADIS® Poudré

Référence	Taille	Conditionnement
G 02 A	S 6/7	La Boîte de 100
G 02 B	M 7/8	
G 02 C	L 8/9	
G 02 D	XL 9/10	

GANT D'EXAMEN VYNILE PARMADIS® Non Poudré

Référence	Taille	Conditionnement
G 03 A	S	La Boîte de 100
G 03 B	M	
G 03 C	L	
G 03 D	XL	

LES DOIGTIERS



DOIGTIERS LATEX FMM®

- Examens médicaux et pratique médicale minutieuse,
- Nécessitant la protection d'un ou plusieurs doigts
- Doigtier en latex pur à usage unique
- Excellente sensation tactile pour l'utilisateur
- Utilisation possible pour la protection des sondes

Référence	Taille	Conditionnement
DL 01	S	La Boîte de 100
DL 02	M	
DL 03	L	



DÉSINFECTION POUR INSTRUMENT

DÉSINFECTION ET HYGIÈNE



ANIOS® STERANIOS 2 % *

Référence	Conditionnement
STERANIOS 2	2 litres

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

COMPOSITION : Solution de glutaraldéhyde (2% de matière active) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpèsvirus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, T 72-301 (C. difficile).

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Temps de contact : 10 minutes ou 1 heure pour la sporidie.



ANIOS® STERANIOS 20 % *

Référence	Conditionnement
STERANIOS 20	flacon 500 ml

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.

COMPOSITION : Solution concentrée de glutaraldéhyde (20%) stabilisée par un complexe hydroalcoolique, colorant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, NF T 72-190. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, NF T 72-190. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV); Sporicide : NF T 72-230 (B. cereus, B. subtilis), NF T 72-231 (Cl. sporogenes), T 72-301 (B. cereus).

MODE D'EMPLOI : Solution concentrée pour usage professionnel. S'assurer d'un nettoyage et d'un rinçage soigneux avant utilisation du produit. Utilisation à la dilution de 5 ou 10% selon le temps de contact et la concentration finale de glutaraldéhyde souhaitée. Rincer et sécher.



ANIOS ANIOSYME DD1® *

Référence	Conditionnement
DD1 01	200 doses de 25 ml
DD1 02	1 litre + doseur
DD1 03	Bidon de 5 litres + pompe

INDICATIONS : Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique, nettoyage en bacs à ultrasons, ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, agent séquestrant, parfum, colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727, SARM (EN 13727)), actif en 5 min, 0,5%, 20°C sur Mycobacterium tuberculosis (B.K), levuricide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 13624), actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Influenza virus A [H1N1] et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.



ANIOS HEXANIOS G+R® *

Référence	Conditionnement
HEXANIOS 01	1 litre + doseur
HEXANIOS 03	50 doses de 25 ml
HEXANIOS 02	Bidon de 5 litres + pompe

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Chlorure de didécylidiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, T 72-300 (A. baumannii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 13624. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 15 minutes. Rincer après utilisation.



ANIOSYME P.L.A. II® *

Référence	Conditionnement
PLA 01	100 doses de 25g
PLA 02	Seau de 2 kg

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux : ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultrasons, nettoyage en machine à laver l'instrumentation.

COMPOSITION : Chlorure de didécylidiméthylammonium, tensio-actif non ionique, complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase), agent séquestrant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,5%, 20°C (EN 1040, EN 13727). Fongicide en 15 min, 0,5%, 20°C (EN 1275, EN 13624). Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpèsvirus et PRV (virus modèle HBV) en 5 min, 0,5%, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.



ANIOS SEPTANIOS MD® *

Référence	Conditionnement
SMD 01	1 litre + doseur
SMD 02	200 doses de 25 ml
SMD 03	Bidon de 5 litres + pompe

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Chlorure de didécylidiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, polyhexaméthylène biguanide, tensio-actif non ionique, parfum et colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 13727, BMR (EN 13727). Levuricide en 15 min : EN 1275, EN 13624. Actif en 5 min sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus et Influenza virus A [H1N1].

MODE D'EMPLOI : Solution concentrée pour usage professionnel. S'utilise en trempage à la dilution de 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou chaude (max. +60°C). Temps de contact : 5 à 15 minutes selon l'activité antimicrobienne recherchée. Rincer soigneusement. Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.



DÉSINFECTION POUR INSTRUMENTS



ANIOS ANIOSURF PREMIUM ® *

Référence	Conditionnement
ANIOSURF 01	1 litre + doseur
ANIOSURF 02	Bidon de 5 litres + pompe 20 ml
ANIOSURF 03	500 sachets de 20 ml

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

COMPOSITION : Chlorure de didécyl diméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,24 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727), BMR (EN 1276, EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Influenza virus A (H1N1), HIV-1 et Herpès virus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0,25 % (2,5 ml/l)*, en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d'être en contact prolongé avec la peau.



Produit prêt à l'emploi



ANIOS SURFA'SAFE ® *

Référence	Conditionnement
SURFA'SAFE 01	Flacon de 750 ml + pulv.
SURFA'SAFE 02	12 flacons de 200 ml (spray) + présentoir

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

COMPOSITION : Chlorure de didécyl diméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (N° CAS 18472-51-0 : 5 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (N° CAS 27083-27-8 : 0,24 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min, 0,25%, 20°C (EN 1040, EN 1276, EN 13727), BMR (EN 1276, EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,25%, 20°C (EN 1275, EN 1650, EN 13697). Actif sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Influenza virus A (H1N1), HIV-1 et Herpès virus.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0,25 % (2,5 ml/l)*, en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d'être en contact prolongé avec la peau.



ANIOS SPS 60 ® *

Référence	Conditionnement
SPS 60	Flacon de 750 ml + pulv.

INDICATIONS : Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

COMPOSITION : Chlorure de didécyl diméthylammonium - N° CAS 7173-51-5 (1 mg/g), tensioactifs non ionique et cationique, acide organique, éthanol, colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide en 5 min : EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697. Levuricide en 5 min : EN 1275, EN 13624, EN 1650, EN 13697. Fongicide en 15 min : EN 13697. Actif en 5 min sur Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV) et PRV (virus modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Temps de contact minimum : 5 minutes. Frotter si nécessaire et rincer.



Référence	Conditionnement
SOLANIOS	1 litre + doseur
MULTIANIOS	Spray de 750 ml
VITRANIOS	Spray de 750 ml



ANIOS ® NETTOYANT SOLS *

INDICATIONS : Destiné au nettoyage quotidien des sols et surfaces.

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : contient 5% ou plus, mais moins de 15% agents de surface non ioniques et anioniques. Moins de 5% : phosphonates. Contient également : parfum.

MODE D'EMPLOI : Produit concentré à diluer à 1%. Un produit certifié par la marque «ECOLABEL» garantit le plus grand respect environnemental et un gaspillage énergétique réduit.

ANIOS ® NETTOYANT MULTISURFACES *

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des surfaces : mobilier, bureau, table à langer, plan de travail, surfaces verticales, office, table, vestiaire. Conforme aux produits de nettoyage pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 08 septembre 1999).

COMPOSITION : Déclaration selon le Règlement (CE) n°648/2004 : Désinfectants (Chlorure de didécyl- diméthylammonium - N° CAS 7173-51-5 : 1,4 mg/g), chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide - N° CAS 27083-27-8 - 0,96 mg/g).

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi. Répartir la mousse détergente désinfectante sur la surface à traiter ou de préférence sur un non tissé. Laisser agir un minimum de 5 minutes, puis frotter à l'aide d'une chiffonnette. L'effet de mousse après pulvérisation est limité dans le temps pour faciliter l'essuyage. Le rinçage est inutile, sauf si la surface est susceptible d'être en contact avec les denrées alimentaires non emballées, la peau ou les muqueuses.

ANIOS ® NETTOYANT VITRES *

INDICATIONS : Nettoie et fait briller toutes les surfaces vitrées, vitres, miroirs, vitrines... Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 08 septembre 1999).

COMPOSITION : Solution hydroalcoolique (isopropanol), tensio-actif anionique, excipients.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi. Pulvériser uniformément sur les surfaces à traiter. Essuyer à l'aide d'une microfibre, d'une chiffonnette à usage unique ou d'une raclette. Rincer à l'eau potable lorsque la surface entre en contact avec les denrées alimentaires non emballées.

SPRAY MOUSSANT DÉTERGENT DÉSINFECTANT STERICID

Référence	Conditionnement
STER 01	Flacon de 750 ml + pulv.
STER 02	Bidon de 5 litres

INDICATIONS : Pour la désinfection des dispositifs médicaux non-invasifs. Compatible avec toutes les surfaces fragiles.

COMPOSITION : Chlorure de benzalkonium, Trideceth, - 7, Ethanol, Isopropanol.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min. Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min. Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min. Virucide sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min., Influenza A (H1N1) en 1 min.

MODE D'EMPLOI : Pulvériser avec le spray S-3DM sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm. Bien répartir le produit. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Séche rapidement et ne laisse aucune résidu. Laisse agir entre 1 et 5 minutes selon le type d'efficacité antimicrobienne recherchée. Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.





DÉSINFECTION POUR LES MAINS

DÉSINFECTION ET HYGIÈNE



ANIOS ANIOSGEL[®] 85 NPC * (1)

Référence	Conditionnement
ANGEL 01	Flacon de 75 ml
ANGEL 02	Flacon de 100 ml
ANGEL 03	Flacon de 300 ml + pompe
ANGEL 04	Flacon de 500 ml + pompe
ANGEL 05	Flacon de 1 litre + pompe
ANGEL 06	Flacon de 1 litre Airless

INDICATIONS : Produit hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents hydratant et émollient et d'eau. Sans parfum ni colorant. Agent épaississant.

GRAND PUBLIC : Bidon de 5 litres + pompe. (1) Produit biocide à usage pro. (Groupe 1 - TP2 - directive 98/8/CE).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide : EN 14348. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Virucide : EN 14476+A1 (30 sec.). Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpès virus, Coronavirus, Norovirus, Influenza virus A souche porcine [H1N1] et Influenza virus A NIBRG14 [H5N1]

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml* / 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 3 ml* / 2 x 45 secondes. Ne pas rincer. *(1 pression de pompe = 1.5 ml)



ANIOS[®] MANUGEL *

Référence	Conditionnement
MANUGEL 01	Flacon de 75 ml
MANUGEL 02	Flacon de 100 ml
MANUGEL 03	Flacon de 300 ml + pompe
MANUGEL 04	Flacon de 500 ml + pompe
MANUGEL 05	Flacon de 1 litre + pompe
MANUGEL 06	Flacon de 1 litre Airless

INDICATIONS : Gel hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

COMPOSITION : Éthanol (750.7 mg/g soit +/- 800 ml/l - N° CAS 64-17-5), 2-phenoxyéthanol (0,6 mg/g soit +/- 0,5 ml/l - N° CAS 122-99-6), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, pr EN 12054, EN 1500, EN 12791. Actif sur M. terrae. Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpès virus, Rotavirus, Coronavirus, Adenovirus, Influenza virus A souche porcine [H1N1], Poliovirus (NF T 72-180/30 sec).

MODE D'EMPLOI : Traitement hygiénique : 3 ml pour un temps de friction de 30 secondes. Désinfection chirurgicale : 2 x 4,5 ml pour un temps de friction total de 3 minutes. Bien répartir le produit jusqu'à séchage complet. Ne pas rincer. Pour l'application au bloc opératoire et la fréquence d'utilisation, se reporter au plan d'hygiène en place.



ANIOS[®] SAVON DOUX HAUTE FRÉQUENCE *

Référence	Conditionnement
SAVANIOS 01	Flacon de 500 ml + pompe
SAVANIOS 02	Flacon de 1 litre + pompe
SAVANIOS 03	Flacon de 1 litre Airless
SAVANIOS 04	3 Flacons de 1 litre + 2 pompes
DISTRANIOS 01	Support Airless avec commande au coude en PVC
DISTRANIOS 02	Support Airless avec commande au coude en INOX

INDICATIONS : Lavage simple des mains et toilette générale en milieu hospitalier.

INGRÉDIENTS : Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylen Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamide MEA-Sulfosuccinate, Citric Acid, Methylchloro- sothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, Parfum (Fragrance).

PROPRIÉTÉS : Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.

MODE D'EMPLOI : Savonner : 30 secondes. Rincer. Sécher soigneusement.



ANIOS[®] CRÈME PROTECTRICE *

Référence	Conditionnement
CREMANIOS_50ML	Flacon de 50 ml
CREMANIOS_100ML	Tube de 100 ml
CREMANIOS_500ML	Flacon de 500 ml + pompe vissée

INDICATIONS : Crème protectrice pour les mains. La glycérine et le beurre de karité présents dans la CREME PROTECTRICE apportent les éléments essentiels pour protéger les mains irritées par les agressions quotidiennes (détergents, dissolvants, etc...). Sa formule concentrée non grasse pénètre et agit rapidement.

COMPOSITION : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Cyclopentasiloxane, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cyclohexasiloxane, Triethanolamine, Sodium Benzoate, Stearic Acid, Levulinic Acid, Parfum (Fragrance), p-Anisic Acid, Sodium Levulinate, o-Cymen-5-ol, Hexyl Cinnamal, Cyclotetrasiloxane, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropional, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde.

MODE D'EMPLOI : Déposer 1 ml sur la peau propre et sèche. Masser les mains sans oublier le dessous et le tour des ongles. Laisser sécher. Produit d'usage externe.



DÉSINFECTION POUR INSTRUMENTS

DÉSINFECTION ET HYGIÈNE



LINGET' ANIOS® *

Référence	Conditionnement
ANIOSLING 01	Boîte de 120 lingettes Grand modèle
ANIOSLING 02	Boîte de 120 lingettes 65mm x 100 mm Petit modèle (infirmière)
ANIOSLING 03	Recharge sachet de 120 lingettes (grand modèle)

INDICATIONS : Lingettes imprégnées d'une solution désinfectante, pour le traitement des surfaces et du petit matériel entre deux patients.

COMPOSITION : La solution d'imprégnation est composée d'alkylamino- alkylglycine, éthanol, digluconate de chlorhexidine, parfum.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : La solution d'imprégnation des LINGET'ANIOS est bactéricide en 5 min, 20°C (EN 1040, EN 1276), levuricide en 5 min, 20°C (EN 1275, EN 1650), active sur HIV-1 et Herpès virus en 1 min et sur HBV en 15 min, 20°C.

MODE D'EMPLOI : Appliquer la LINGET'ANIOS sur la surface à traiter. Laisser sécher. Ne pas rincer.



LINGETTES STERICID NETTOYANTES DÉSINFECTANTES

Référence	Conditionnement
STERIWIPES	Boîte de 120 lingettes

COMPOSITION : Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Ethanol, Isopropanol.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min. Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min. Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min. Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min., Influenza A (H1N1) en 1 min.

MODE D'EMPLOI :

- Produit prêt à l'emploi à usage unique.
- Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot.
- Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.
- Bien refermer le couvercle après utilisation. Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour le virus Influenza H1N1).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Consulter la fiche de données de sécurité au préalable. Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



COMPOSITION : Chlorure de benzalkonium, Trideceth -7, Ethanol, Isopropanol.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 en 5 min. Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697 en 5 min. Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624 en 5 min. Virucide EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min., Influenza A (H1N1) en 1 min.

MODE D'EMPLOI :

- Soulever le dévidoir et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice, tirer ensuite sur la première lingette.
- Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation, prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.
- Temps de contact : 5 minutes (1 minute pour le virus Influenza H1N1).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Consulter la fiche de données de sécurité au préalable. Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



ANIOS® LINGETTES WIP'zANIOS *

Référence	Conditionnement
WIPANIOS	Sachet de 50 lingettes 130 x 200 mm

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables (sondes échographiques, câbles et connectiques, sondes de rééducation, capteurs de pression, testeurs de glycémie, thermomètres...), et des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...).

Essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

COMPOSITION DE LA SOLUTION : Chlorure de didécylidiméthylammonium, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, isopropanol, tensio-actif non ionique, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : La solution d'imprégnation des WIP'ANIOS est bactéricide en 5 min (EN 1276), active sur Mycobacterium tuberculosis en 5 min, fongicide en 15 min (EN 1650), active sur Rotavirus, HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus en 5 min.

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi à usage unique réservé aux professionnels. Appliquer la lingette sur la zone à traiter. En cas de souillure importante, utiliser une seconde lingette. Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction de l'efficacité antimicrobienne recherchée. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact avec les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. WIP'ANIOS ne remplace pas une étape de nettoyage-désinfection par immersion, si celle-ci est possible.

* Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi. Produit biocide : usage professionnel (groupe 1 - TP 2 - Directive 98/8/CE)



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 % VOL.

Référence	Conditionnement
ALCOOL 0,5 L	Flacon de 500 ml
ALCOOL 2 L	Bidon de 2 Litres



MODE D'EMPLOI

- Lever le clapet présent sur le capot et verser la quantité de liquide souhaité dans le flacon de 500ml ou sur une compresse.
- Passer ensuite cette compresse sur la surface à traiter.
- Bien refermer le clapet après utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses.
- Conserver hors de portée des enfants.



SERVETTE ALCOOL 70%

- Serviette imprégnée d'alcool à 70%. Son application permet de désinfecter une peau saine.

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 2%

- Serviette imprégnée d'une lotion nettoyante et désinfectante à la chlorhexidine de digluconate 0,2%.

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

- Pour la désinfection des peaux saines.



SERVETTE ANTI-MOUSTIQUES

- Serviette imprégnée d'une lotion anti-moustiques. Permet de protéger des piqures pendant 8 heures.

SERVETTE AU CALENDULA (10%)

- Solution apaisante aux extraits de calendula contre les coups et les petits accidents quotidiens.

HYPOCHLORITE DE SODIUM

- Solution à base de sulfate de zinc. Permet d'assécher les peaux irritées.

Référence	Désignation	Conditionnement
RONT S 01	Serviette Imprégnée Alcool 70 %	Par 10
RONT S 02	Serviette Chlorexidine	
RONT S 03	Serviette Hydroalcoolique	
RONT S 04	Serviette Anti-moustiques	
RONT S 05	Serviette de Calendula	
RONT S 07	Serviette Hypochlorite de Sodium	

Référence	Désignation	Contenance	Conditionnement
RONT PUL 01	Pulvérisateur Alcool 70 %	50 ml	L'Unité
RONT PUL 02	Pulvérisateur Lotion Asséchante		
RONT PUL 03	Pulvérisateur Chlorexidine		
RONT PUL 04	Pulvérisateur Anti-moustiques		
RONT PUL 05	Pulvérisateur Calendula		

Format spray



RONT® ACARICIDE PUISSANT



RONT® BACTÉRICIDE



RONT® BACTÉRICIDE AUTO -PERCUTANT



RONT® ACARICIDE PUISSANT

Référence	Désignation	Contenance	Conditionnement
RONT PUL 06	Pulvérisateur Acaricide Puissant	520 ml	L'Unité

- Actif contre les acariens adultes, les nymphes, les larves et les oeufs; il est particulièrement efficace contre les acariens dits "de poussière de lit".
- Sans odeur, cet acaricide a une efficacité qui peut se poursuivre pendant plus d'une semaine.

RONT® BACTÉRICIDE

Référence	Désignation	Contenance	Conditionnement
RONT MB 01	Bombe bactericide menthe	1000 ml	L'Unité
RONT BAC 01	Bactéricide Auto-percutant	75 ml	L'Unité

- Elimine les mauvaises odeurs et stoppe la prolifération des micro-organismes.
- Satisfait à la norme AFNOR 72-151 relative à l'activité bactéricide






LES PINCES

Voici une sélection d'instruments médicaux ou paramédicaux d'usage courant.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE, MATÉRIAU INOXYDABLE



LES PINCES

Référence	Désignation	Condit.
P 01	Pince à Echardes	L'Unité
P 02	Pince à Echardes Feilchenfeld - 11,5 cm	
P 03	Pince à Disséquer sans Griffes - 15 cm	
P 04	Pince à Disséquer avec Griffes - 14 cm	
PS 01	Pince à Echardes pour les Sourcils	
P 05	Pince Adson sans Griffes	
PL 01	Pince Loupe - 12 cm	
P06	Pince à Kocher Inox avec Griffes - 16/15 cm	
P 07	Pince Anatomique Inox sans Griffe - 14 cm	



PINCE COUPE ONGLES

Référence	Taille	Condit.
PCO	14 cm	L'Unité

LES CISEAUX



LES CISEAUX

Référence	Désignation	Condit.
CIS 01	Ciseaux Inox - 11 cm	L'Unité
CIS 02	Ciseaux Jesco - 16 cm	
CIS 03	Ciseaux Jesco - 18 cm	
CIS 04	Ciseaux Bouts Droits-Mousse - 14 cm	
CIS 05	Ciseaux 1 Bout Mousse - 1 Bout Pointu - 14 cm	
CIS 06	Ciseaux 1 Bout Mousse - 1 Bout Pointu - 16 cm	
CIS 07	Ciseaux Pointus Droits - 14 cm	
CIS 08	Ciseaux à Ongles incurvé - 11,5 cm	

Matériau INOXYDABLE



LE CRAYON OCULAIRE



CRAYON OCULAIRE AVEC AIMANT ET BOUCLE KAVLAR

Référence	Désignation	Condit.
CO 01	Crayon Oculaire	L'Unité



• Puissant aimant pour l'extraction d'éléments ferreux, corps de crayon antidérapant, boucle en kevlar pour nettoyer les impuretés restantes



INSTRUMENTS CHIRURGICAUX



Stérile

Swann-Morton®

SWANN-MORTON® LAMES DE BISTOURIS STÉRILES

Référence	N° et Taille	Conditionnement
ST9 0217	Lame stérile standard N° 9	Boîte de 100 lames stériles
ST10 0201	Lame stérile standard N° 10	
ST11 0203	Lame stérile standard N° 11	
ST12 0204	Lame stérile standard N° 12	
ST13 0239	Lame stérile standard N° 13	
ST15 0205	Lame stérile standard N° 15	
ST14 0219	Lame stérile standard N° 14	
ST19 0224	Lame stérile standard N° 19	
ST21 0207	Lame stérile standard N° 21	
ST23 0210	Lame stérile standard N° 23	
ST22 0208	Lame stérile standard N° 22	
ST24 0211	Lame stérile standard N° 24	



Swann-Morton®

Non - Stérile

SWANN-MORTON® LAMES DE BISTOURIS NON-STÉRILES

Référence	N° et Taille	Conditionnement
ST9 0217 NST	Lame non-stérile standard N° 9	Boîte de 100 lames non stériles
ST10 0201 NST	Lame non-stérile standard N° 10	
ST11 0203 NST	Lame non-stérile standard N° 11	
ST12 0204 NST	Lame non-stérile standard N° 12	
ST13 0239 NST	Lame non-stérile standard N° 13	
ST15 0205 NST	Lame non-stérile standard N° 15	
ST14 0219 NST	Lame non-stérile standard N° 14	
ST19 0224 NST	Lame non-stérile standard N° 19	
ST21 0207 NST	Lame non-stérile standard N° 21	
ST23 0210 NST	Lame non-stérile standard N° 23	
ST22 0208 NST	Lame non-stérile standard N° 22	
ST24 0211 NST	Lame non-stérile standard N° 24	

SWANN-MORTON® BISTOURIS STÉRILES

Référence	N° et Taille	Conditionnement
U9 0517	Bistouri stérile standard N° 9	Boîte de 10 lames stériles emballés individuellement
U10 0501	Bistouri stérile standard N° 10	
U 0503	Bistouri stérile standard N° 11	
U 0504	Bistouri stérile standard N° 12	
U 0519	Bistouri stérile standard N° 14	
U 0505	Bistouri stérile standard N° 15	
U 0522	Bistouri stérile standard N° 16	
U 0523	Bistouri stérile standard N° 18	
U 0524	Bistouri stérile standard N° 19	
U 0506	Bistouri stérile standard N° 20	
U 0507	Bistouri stérile standard N° 21	
U 0508	Bistouri stérile standard N° 22	
U 0510	Bistouri stérile standard N° 23	
U 0511	Bistouri stérile standard N° 24	
U 0512	Bistouri stérile standard N° 25	
U 0513	Bistouri stérile standard N° 26	
U 0514	Bistouri stérile standard N° 27	
U 0536	Bistouri stérile standard N° 36	



Stérile

Swann-Morton®



SWANN-MORTON® COUPE FILS STÉRILES

Référence	N° et Taille	Conditionnement
STC 0420	Coupe Fils Court stérile - 6,5 cm	Boîte de 100 Coupe fils stériles
ST10 0422	Coupe Fils Moyen stérile - 9 cm	
ST11 0421	Coupe Fils Long stérile - 11 cm	

Swann-Morton®



Stérile



SWANN-MORTON® MANCHE PORTE LAME DE BISTOURI

Référence	N° et Taille	Conditionnement
MANCHE N4	Manche lame de bistouri Swann-Morton N°4 - 13 cm	Par Unité

Swann-Morton®

- Court et gradué

Inoxydable

LES SERINGUES ET AIGUILLES



NORM-JECT® SERINGUES 2 CORPS

Référence	Désignation	Conditionnement
SER2P2ML HSW	Seringue 2 pièces 2ml stérile	Boîte de 100
SER2P5ML HSW	Seringue 2 pièces 5ml stérile	
SER2P10ML HSW	Seringue 2 pièces 10ml stérile	
SER2P20ML HSW	Seringue 2 pièces 20ml stérile	

Stérile



TERUMO®

TERUMO® SERINGUES 2 CORPS AVEC PISTON BLEU

Référence	Désignation	Conditionnement
SER2P2ML TERUMO	Seringue 2 pièces 2ml stérile	Boîte de 100
SER2P5ML TERUMO	Seringue 2 pièces 5ml stérile	
SER2P10ML TERUMO	Seringue 2 pièces 10ml stérile	
SER2P20ML TERUMO	Seringue 2 pièces 20ml stérile	

Sterile



SOFT-JECT® SERINGUES 3 CORPS

Référence	Désignation	Conditionnement
SER3P3ML HSW	Seringue 3 pièces 3ml stérile	Boîte de 100
SER3P5ML HSW	Seringue 3 pièces 5ml stérile	
SER3P10ML HSW	Seringue 3 pièces 10ml stérile	
SER3P20ML HSW	Seringue 3 pièces 20ml stérile	

Sterile



TERUMO® SERINGUES 3 CORPS

Référence	Désignation	Conditionnement
SER3P3ML TERUMO	Seringue 3 pièces 3ml sterile	Boîte de 100
SER3P5ML TERUMO	Seringue 3 pièces 5ml sterile	
SER3P10ML TERUMO	Seringue 3 pièces 10ml sterile	
SER3P20ML TERUMO	Seringue 3 pièces 20ml sterile	Boîte de 50



Sterile



TERUMO® SERINGUES 3 CORPS AVEC AIGUILLE MONTÉE

Référence	Désignation	Condit.
SER3P+AIG TUB	1ml Tuberculine graduées 1/100e + AIG 25g 16mm 5/10e	Boîte de 100
SER3P+AIG INS	1ml Insuline longue, graduées en U 100 + AIG 25g 16mm 5/10e	
SER3P 2.5ML+AIG25MM	2.5ml graduées en 1/10ml + AIG 23g 25 mm 6/10e	
SER3P 2.5ML+AIG40MM	2.5ml graduées en 1/10ml + AIG 21g 40 mm 8/10e	
SER3P 5ML+AIG40MM	5ml graduées en 1/2ml + AIG 21g 40 mm 8/10e	
SER3P 10ML+AIG40MM	10ml graduées en 1/2ml + AIG 21g 40 mm 8/10e	



KAI® BIOPSIE PUNCH STÉRILE (POINÇON À BIOPSIE)

Référence	Désignation	Condit.
DP 01	Diamètre 1,0 mm Ø	Boîte de 20
DP 02	Diamètre 1,5 mm Ø	
DP 03	Diamètre 2,0 mm Ø	
DP 04	Diamètre 3,0 mm Ø	
DP 05	Diamètre 3,5 mm Ø	
DP 06	Diamètre 4,0 mm Ø	
DP 07	Diamètre 5,0 mm Ø	
DP 08	Diamètre 6,0 mm Ø	
DP 09	Diamètre 8,0 mm Ø	



FINE-JECT® AIGUILLES HSW

Référence	Désignation	Couleur	Condit.
AIG 0,9x40	Aiguilles Intramusculaires 20 Gx 1"1/2 0,9 x 40mm	Jaune	Boîte de 100
AIG 0,9x25	Aiguilles Intraveineuses + prise de sang 20 Gx 0,9 x 25mm	Jaune	
AIG 0,8x40	Aiguilles Intramusculaires 21 Gx 1"1/2 0,8 x 40mm	Vert	
AIG 0,8x25	Aiguilles Intramusculaires enfant 21 Gx 1"0,8 x 25mm	Vert	
AIG 0,7x40	Aiguilles Intramusculaires 22 Gx 1"1/2 0,7 x 40mm	Noir	
AIG 0,7x30	Aiguilles Intramusculaires enfant 22 Gx 1"1/4 0,7 x 30 mm	Noir	
AIG 0,6x30	Aiguilles Intraveineuses 23 Gx 1"1/4 0,6 x 30 mm	Bleu	
AIG 0,6x25	Aiguilles Sous cutanées + Intraveineuses 23 G 0,6 x 25 mm	Bleu	
AIG 1,2x40	Aiguilles Trocart 18 Gx1"1/2 1,2 X 40 mm	Rose	
AIG 1,1x40	Aiguilles Prélèvement + Trocart 19 Gx 1"1/2 1,1 x 40mm	Crème	
AIG 0,5x16	Aiguilles Sous cutanées tuberculiniques 25 Gx 5/8 0,5 x 16 mm	Orange	
AIG 0,5x13	Aiguilles Intradermiques insulines 26 Gx 1/2" 0,45 x 13mm	marron	

Usage unique





TERUMO NEOLUS® AIGUILLES HYPODERMQUES

Référence	Désignation	Couleur	Condit.
AIG 0,9x40TERUMO	Aiguilles Intramusculaires 20 Gx 1"1/2 0,9 x 40mm	Jaune	Boîte de 100
AIG 0,9x25TERUMO	Aiguilles Intraveineuses + prise de sang 20 Gx 0,9 x 25mm	Jaune	
AIG 0,8x40TERUMO	Aiguilles Intramusculaires 21 Gx 1"1/2 0,8 x 40mm	Vert	
AIG 0,8x25TERUMO	Aiguilles Intramusculaires enfant 21 Gx 1"0,8 x 25mm	Vert	
AIG 0,7x40TERUMO	Aiguilles Intramusculaires 22 Gx 1"1/2 0,7 x 40mm	Noir	
AIG 0,7x30TERUMO	Aiguilles Intramusculaires enfant 22 Gx 1"1/4 0,7 x 30 mm	Noir	
AIG 0,6x30TERUMO	Aiguilles Intraveineuses 23 Gx 1"1/4 0,6 x 30 mm	Bleu	
AIG 0,6x25TERUMO	Aiguilles Sous cutanées + Intraveineuses 23G 0,6 x 25 mm	Bleu	
AIG 0,5x25TERUMO	Aiguilles Sous cutanées + Intraveineuses 24G 0,50 x 25 mm	Orange	
AIG 1,2x40TERUMO	Aiguilles Trocart 18 Gx1"1/2 1,2 X 40 mm	Rose	
AIG 1,1x40TERUMO	Aiguilles Prélèvement + Trocart 19 Gx 1"1/2 1,1 x 40mm	Crème	
AIG 1,1x30TERUMO	Aiguilles Prélèvement 19 Gx 1"1/4 1,1 x 30mm	Crème	
AIG 0,5x16TERUMO	Aiguilles Sous cutanées tuberculines 25 Gx 5/8" 0,5 x 16 mm	Orange	
AIG 0,45x13TERUMO	Aiguilles Intradermiques insulines 26 Gx 1/2" 0,45 x 13mm	marron	
AIG 0,8x50TERUMO	Aiguilles Intramusculaires profondes 21 Gx 2" 0,8 x 50mm	Vert	



Stérile

MICROPERFUSEURS ÉPICRÂNIENS

Référence	Désignation	Couleur	Condit.
MICEPI 1,20	18 G 1,20 X 19 MM	Rose	Boîte de 50 + 2 Offerts
MICEPI 1,10	19 G 1,10 X 19 MM	Ivoire	
MICEPI 0,90	20 G 0,90 X 19 MM	Jaune	
MICEPI 0,80	21 G 0,80 X 19 MM	Vert	
MICEPI 0,70	22 G 0,70 X 19 MM	Noir	
MICEPI 0,60	23 G 0,60 X 19 MM	Bleu	
MICEPI 0,55	24 G 0,55 X 19 MM	Rouge	
MICEPI 0,50	25 G 0,50 X 19 MM	Orange	
MICEPI 0,40	27 G 0,40 X 19 MM	Gris	

- Manche polypropylène.
- Tranchant acier inoxydable.
- Emballage individuel stérile en sachet
- Avec tube et luer-lock
- Ailettes colorées



SPÉCULUMS VAGINAUX DE CUSCO INOX

Référence	Taille	Conditionnement
SPECVINOX01	75 x 32 mm	Par Unité
SPECVINOX01	100 x 37 mm	
SPECVINOX01	85 x 35 mm	

Acier Inoxydable



SPÉCULUMS VAGINAUX DE CUSCO PLASTIQUE

Référence	Taille	Conditionnement
SPVA S	24 mm bleu	Par boîte de 25
SPVA L	30 mm vert	

Stérile



Lined area for notes, consisting of horizontal dotted lines.





Soins

Bandages
Compresses
Coton
Pansements
Sparadraps

Retrouvez tous nos produits et plus d'informations sur l'entreprise F. M. MEDICAL sur le site internet :

www.fournisseur-medical.com

Des informations détaillées sur chaque produit.

Possibilité de commander en ligne par tout type de paiement. Devis en ligne.

Un accès personnalisé par identifiant, sécurisé, réservé uniquement aux professionnels de la santé.

Pour toute première commande en ligne, un thermomètre digital GRATUIT !

Pour faciliter votre navigation sur le site, vous retrouverez des liens utiles au bas toutes les pages du site.

LES LIENS UTILES SUR NOTRE SITE

FOURNISSEUR MÉDICAL

Guide 1ère visite
Guide de commande
Suivi de commande
En savoir plus
Mentions légales
Nous contacter

SERVICES

Conseils d'achats
Demande de devis
Sécurité des paiements
Service après-vente
Conditions Générales de vente

NOS CATÉGORIES

Produits de soin
Produits de diagnostic
Produits de désinfection
Urgences
Instruments chirurgicaux



Nous distribuons l'ensemble des marques suivantes, si un produit n'est pas présent dans notre catalogue, n'hésitez pas à nous demander un devis par e-mail : contact@fournisseur-medical.com ou par téléphone : 09 51 51 95 71



www.fournisseur-medical.com

SARL Fournisseur Matériel Médical
 90, boulevard Montesquieu - 59100 Roubaix - France
 Tél/Fax : 09 51 51 95 71 - contact@fournisseur-medical.com